


Anticuerpo Monoclonal Anti-Niemann Pick C1 Para Wb - O15118

Número de artículo: CM0006059



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína Niemann Pick C1 humana (NPC1). Adecuado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Validado para investigaciones sobre el transporte de colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Niemann Pick C1
Observaciones/Alias	NPC; POGZ; SLC65A1; Niemann Pick C1
Especie	Humana
GeneID (humano)	4864
GeneID	4864
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1179-1278 de Niemann Pick C1 humana (O15118).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O15118
Peso de la proteína	142 kDa
Envío	Bolsa de hielo