


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nifk Para Wb Y Elisa - Q9Byg3

Número de artículo: CM0016773



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la NIFK humana (Nopp34/MKI67IP), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada frente a ratón y rata. Ideal para investigación de proteínas nucleolares y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NIFK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Nopp34, MKI67IP, NIFK
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84365
GeneID	84365
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-260 de la NIFK humana (NP_115766.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYG3
Peso molecular de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo