


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ninj1 Para Wb Y Elisa - 070131

Número de artículo: CM0030495



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NINJ1 (Ninjurin-1) de ratón, adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce la región N-terminal (aa 1-152). Ideal para estudios de muerte celular, inflamación y neurobiología en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	NINJ1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NIN1; NINJURIN
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4814
GeneID	18081
Inmunógeno	Péptido sintético (Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-152 de NINJ1 de ratón (NP_038638.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	070131
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo