

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ninj1 Para Wb, Elisa - Q92982

Número de artículo: CM0023781



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la Ninjurina-1 humana (NINJ1). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios sobre muerte celular programada, inflamación y lesión nerviosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	NINJ1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NIN1; NINJURIN; NINJ1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4814
ID de Gen	4814
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la NINJ1 humana (NP_004139.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92982
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo