

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ninl Para Wb Y Elisa - Q9Y2I6

Número de artículo: CM0028044

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la proteína similar a nineina humana (NINL), apto para aplicaciones de Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación de citoesqueleto y centrosoma. - Q9Y2I6

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NINL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NLP; NINL
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	22981
ID del Gen	22981
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de la NINL humana (NP_079452.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9Y2I6
Peso Molecular de la Proteína	156kDa
Envío	Bolsa de hielo