

Anticuerpo Policlonal Anti-Nip7 Para Wb Y Elisa - Q9Y221

Número de artículo: CM0031074



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo NIP7 (20kDa) validado para WB y ELISA, reactivo con humano y ratón. Se dirige a la proteína homóloga NIP7 de biogénesis del ribosoma 60S involucrada en el procesamiento del pre-ARNr nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NIP7
Observaciones/Alias	KD93; CGI-37; HSPC031; NIP7
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	51388
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 del NIP7 humano (NP_057185.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y221
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo