

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nipsnap1 Para Wb, Elisa - Q9Bpw8

Número de artículo: CM0019458

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NIPSNAP1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la mitofagia y la disfunción mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NIPSNAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NIPSNAP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8508
GeneID	8508
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-145 de NIPSNAP1 humano (NP_003625.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BPW8
Peso molecular	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo