

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nkd1 Para Wb, Elisa - Q969G9

Número de artículo: CM0024187

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NKD1 para aplicaciones de WB y ELISA, dirigido a la proteína NKD1 humana. Adecuado para la investigación de la vía de señalización Wnt. Suministrado por CamelBio para necesidades de materias primas de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NKD1 Rabbit pAb
Notas / Alias	Naked1; NKD1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	85407
GeneID	85407
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q969G9
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo