


Anticuerpo Policlonal Anti-Nkrf Para Wb, Elisa - O15226

Número de artículo: CM0027950



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra NKRF humano (factor represor de NF-kappa-B) para Western blot y ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para investigación de regulación transcripcional. UniProt O15226.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NKRF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NRF; ITBA4; NKRF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55922
GeneID	55922
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 391-690 del NKRF humano (NP_060014.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15226
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo