

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nkx2-1 Para Wb Y Elisa - P43699

Número de artículo: CM0005316

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NKX2-1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Apto para muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudiar el factor de transcripción tiroideo-1 (TTF-1) en el desarrollo de la tiroides y el pulmón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NKX2-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7080
GeneID	7080
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 20-110 del NKX2-1 humano (NP_003308.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43699
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo