

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nkx2-1 Para Ihc-P, Elisa - P43699

Número de artículo: CM0006658

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NKX2-1 de alta especificidad, validado para IHC-P y ELISA, adecuado para la investigación de tiroides y pulmón; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Materia prima ideal para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NKX2-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTCT1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7080
ID del gen	7080
Inmunógeno	Proteína recombinante de NKX2-1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P43699
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo