

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nkx2-1 Para Wb, Elisa - P43699

Número de artículo: CM0030339

Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra NKX2-1 (TTF-1, P43699), validado para WB y ELISA. Reconoce NKX2-1 humano y de rata, ideal para la investigación del desarrollo de tiroides y pulmón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-NKX2-1
Observaciones/Alias	BCH; BHC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TITF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7080
GeneID	7080
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-110 de NKX2-1 humano (NP_003308.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P43699
Peso proteico	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo