

Anticuerpo Policlonal Anti-Nkx2-2 Para Wb Y Elisa - O95096

Número de artículo: CM0030595

Introducción

Anticuerpo Policlonal de conejo contra NKX2-2 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano. El objetivo es un activador transcripcional implicado en el desarrollo de las células beta pancreáticas y la guía neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NKX2-2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NKX2B; NKX2.2; NKX2-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4821
GeneID	4821
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 102-201 de la proteína NKX2-2 humana (NP_002500.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O95096
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo