

## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Nkx2-5 Para Wb, Elisa - P52952

Número de artículo: CM0027513



### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a NKX2-5 (CSX) humano para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre desarrollo cardíaco y esplénico, así como estudios de cardiopatías congénitas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo contra NKX2-5                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | CSX; CSX1; VSD3; CHNG5; HLHS2; NKX2E; NKX2.5; NKX4-1; NKX2-5                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 1482                                                                                                                              |
| GeneID              | 1482                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de NKX2-5 humano (NP_004378.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlónicos                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P52952                                                                                                                            |
| Peso Molecular      | 35kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |