

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nkx3-2 Para Wb, Elisa - P78367

Número de artículo: CM0029732

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NKX3-2 humano, apto para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con NKX3-2 de ratón y rata. Ideal para estudiar la maduración de condrocitos, el desarrollo esquelético y la morfogénesis intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NKX3-2
Observaciones/Alíase	SMMD; BAPX1; NKX3B; NKX3.2; NKX3-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	579
GeneID	579
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de NKX3-2 humano (NP_001180.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78367
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo