

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nkx3.1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99801

Número de artículo: CM0006465



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NKX3.1, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce NKX3.1 humano, de ratón y de rata. Peso molecular predicho 26 kDa. Adecuado para estudios de cáncer de próstata y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NKX3.1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Especie	Humano
GeneID	4824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 del NKX3.1 humano. (NP_006158.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99801
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo