

Anticuerpo Policlonal Anti-Nkx3.1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99801

Número de artículo: CM0021049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NKX3.1, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón, ideal para la investigación del desarrollo de la próstata y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NKX3.1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4824
GeneID	4824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia dentro de los aminoácidos 1-80 del NKX3.1 humano (NP_006158.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99801
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo