

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nkx3.1 Para Wb Y Elisa - Q99801

Número de artículo: CM0002181



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NKX3.1 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reconoce NKX3.1 humano, un factor de transcripción supresor de tumores específico de próstata. Ideal para investigación del cáncer de próstata y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NKX3.1
Observaciones/Alias	NKX3; BAPX2; NKX3A; NKX3.1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4824
GeneID	4824
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-234 de NKX3.1 humano (Q99801)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99801
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo