

Anticuerpo Policlonal Anti-Nkx6-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78426

Número de artículo: CM0023661

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NKX6-1 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Se dirige al factor de transcripción esencial para el desarrollo de células beta y neuronas motoras. Ideal para investigación en biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NKX6-1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NKX6A; NKX6.1; NKX6-1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4825
GeneID	4825
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P78426
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo