

Anticuerpo Policlonal Anti-Nlgn4Y Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nfz3

Número de artículo: CM0029884

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a NLGN4Y, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Útil para el estudio de la adhesión celular y la formación de sinapsis en el cerebro y los testículos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NLGN4Y Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HNL4Y; NLGN4Y
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	22829
ID del Gen	22829
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 122-256 de NLGN4Y humana (NP_001157710.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFZ3
Peso de la Proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo