

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nlk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ube8

Número de artículo: CM0002156

Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo monoclonal de conejo contra la NLK humana (nemo-like kinase), validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a la regulación del destino celular y vías de señalización de quinasas relacionadas con el cáncer (UniProt Q9UBE8, ~58 kDa).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-NLK
Observaciones/Alias	NLK; nemo like kinase; LAK1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51701
GeneID	51701
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de la NLK humana (NP_057315.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UBE8
Peso molecular de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo