

Anticuerpo Policlonal Anti-NLN (Conejo) Para Wb Y Elisa - Q9Byt8

Número de artículo: CM0014004



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la NLN humana (neurolysina), una metaloproteasa mitocondrial. Validado para WB y ELISA; presenta reacción cruzada con humano y rata. Útil para estudiar la degradación de neuropéptidos y la señalización de cannabinoides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NLN Conejo pAb
Observaciones/Alias	MEP; MOP; AGTBP; EP24.16; NLN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57486
GeneID	57486
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 630-704 de la NLN humana (NP_065777.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9BYT8
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo