


Anticuerpo Policlonal Anti-Nlrc4 Para Wb - Q3Up24

Número de artículo: CM0023086



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-NLRC4 para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata (SWISS: Q3UP24). Adecuado para la investigación del inflamasoma y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NLRC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	58484
GeneID	268973
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 71-170 del NLRC4 de ratón. (NP_001028539.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q3UP24
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo