


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrc4 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Npp4

Número de artículo: CM0030849



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo NLRC4 para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Validado para Humano, Ratón, Rata. Proteína 4 que contiene el dominio CARD de la familia NLR, componente clave del inflamasoma en la inmunidad innata. Ideal para inmunodetección e investigación de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NLRC4
Observaciones/Alias	CLAN; IPAF; AIFEC; CLAN1; CLANA; CLANB; CLANC; CLAND; FCAS4; CARD12; CLR2.1; NLRC4
Especie	Humano
GeneID (humano)	58484
GeneID	58484
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 85-170 de NLRC4 humano (NP_001186067.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPP4
Peso Proteico	116kDa
Envío	Bolsa de hielo