

Anticuerpo Policlonal Anti-Nlrc5 Para Wb, Elisa - Q86Wi3

Número de artículo: CM0022786

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NLRC5, validado para Western blot y ELISA. Detecta NLRC5 humano y presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios sobre las vías de señalización de NF-kappa-B e interferón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra NLRC5
Observaciones/Alias	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Especie	Humano
GenelD (humano)	84166
GenelD	84166
Inmunógeno	Proteína recombinante de NLRC5 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q86WI3
Peso Proteico	205kDa
Envío	Bolsa de hielo