

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrc5 Para Wb, Elisa - Q86Wi3

Número de artículo: CM0020682

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NLRC5 humano (NOD4, NOD27, CLR16.1), adecuado para WB y ELISA con reactividad cruzada de ratón. Ideal para estudiar la señalización NF- κ B/IFN en la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NLRC5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NOD4; NOD27; CLR16.1; NLRC5
Especie	Humano
ID de Gen	84166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del NLRC5 humano (NP_115582.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q86Wi3
Peso Proteico	205kDa
Envío	Bolsa de hielo