


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp10 - Q86W26

Número de artículo: CM0023575



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NLRP10 humano (NALP10). Adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre inmunidad innata y respuestas inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NLRP10
Observaciones/Alias	NOD8, PAN5, PYNOD, NALP10, CLR11.1, NLRP10
Especie	Humano
ID del Gen	338322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de NLRP10 humano (NP_789791.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86W26
Peso Molecular de la Proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo