


Anticuerpo Policlonal Anti-Nlrp12 Para Wb, Elisa - P59046

Número de artículo: CM0014326



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NLRP12 validado para WB y ELISA en humano, con reactividad cruzada en rata. NLRP12 es un mitigador clave de la inflamación, inhibiendo la señalización de NF-κB, NOD2 y RIGI. Ideal para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NLRP12
Observaciones/Alias	RNO; PAN6; RNO2; FCAS2; NALP12; PYPAF7; CLR19.3; NLRP12
Especie	Humano
ID del Gen	91662
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 862-1061 de NLRP12 humano (NP_653288.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P59046
Peso Molecular de la Proteína	120kDa
Envío	Bolsa de hielo