

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx02

Número de artículo: CM0028639



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NLRP2 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta NLRP2 endógeno en muestras humanas y de ratón. Útil para la investigación del inflamasoma y la señalización NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NLRP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NBS1; PAN1; NALP2; PYPAF2; CLR19.9; NLRP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	55655
GeneID	55655
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 665-820 del NLRP2 humano (NP_060322.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NX02
Peso Proteico	121kDa
Envío	Bolsa de hielo