


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nlrp3 Para Wb, Ip Y Elisa - Q96P20

Número de artículo: CM0012758



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NLRP3 humano, validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Herramienta esencial para estudiar la activación del inflamasoma NLRP3, la secreción de IL-1 β /IL-18, la piroptosis y la diferenciación Th2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-NLRP3
Observaciones/Alias	ALI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL
Especie	Humana
ID del gen (humano)	114548
ID del gen	114548
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-210 de NLRP3 humano (NP_004886.3)
Origen	Cojo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96P20
Peso de la proteína	118 kDa
Envío	Bolsa de hielo