


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Número de artículo: CM0015043



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a NLRP3 (criopirina), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de activación del inflamasoma e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NLRP3 Rabbit pAb
Notas/Alias	AIL; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Especie	Humano
GeneID (humano)	114548
GeneID	114548
Inmunógeno	Proteína recombinante Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-220 de NLRP3 humano (NP_001120934.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96P20
Peso de la proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo