

Anticuerpo Policlonal Anti-Nlrp5 Para Wb, Elisa - P59047

Número de artículo: CM0025773



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NLRP5 (MATER, NALP5), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio del complejo materno subcortical y el desarrollo embrionario temprano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NLRP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MATER, NALP5, PAN11, PYPAF8, CLR19.8, NLRP5
Especie	Humano
GeneID	126206
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-256 de NLRP5 humano (NP_703148.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P59047
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo