

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp6 Para Wb, Elisa - Q91Ws2

Número de artículo: CM0019991

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Nlrp6 de ratón para WB y ELISA. Reconoce Nlrp6 de ratón y rata. Útil para estudios de biología del inflammasoma, inmunidad de la mucosa intestinal e interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Nlrp6
Observaciones/Alias	Avr; Navr; Nalp6; Pypaf5; Non-AVR; Navr/Avr; Nlrp6
Especie	Ratón
GenelD	101613
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 124-237 del Nlrp6 de ratón (NP_598707.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q91WS2
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo