


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nlrp1 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q86Ut6

Número de artículo: CM0022669



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO que se dirige a NLRX1, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la inmunidad innata antiviral, la autofagia y las vías del inflamasoma NLRP3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] NLRX1 pAb de Conejo
Observaciones / Alias	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; X1
Especie	Humano
ID de Gen	79671
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 87-360 del NLRX1 humano (NP_001269073.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86UT6
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo