

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nmdar1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q05586

Número de artículo: CM0008636



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra NMDAR1 humano (GRIN1, NR1). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Para neurociencia, plasticidad sináptica e investigación de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMDAR1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2902
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05586
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo