

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nmdar1 Para Wb, If-P, Elisa - Q05586

Número de artículo: CM0003378



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a NMDAR1 humano (NR1/GluN1), validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno de terminal C. Apoya estudios de plasticidad sináptica y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMDAR1 Rabbit mAb
Observaciones / Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2902
ID de Gen	2902
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-900 de NMDAR1 humano (Q05586)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q05586
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo