

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nmdar1 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q05586

Número de artículo: CM0030132



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al NMDAR1 humano (GRIN1, NR1). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma con ratón y rata. Detecta la subunidad de 105 kDa del receptor NMDA crítica para la plasticidad sináptica y el aprendizaje.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMDAR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2902
GeneID	2902
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05586
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo