


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nmdar2A Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12879

Número de artículo: CM0013316



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-NMDAR2A para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Se dirige al receptor de glutamato NMDA 2A (GRIN2A, 165 kDa, UniProt Q12879). Ideal para estudios de plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NMDAR2A Rabbit pAb
Notas/Alias	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2903
ID del gen	2903
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1130-1400 de la NMDAR2A humana (NP_000824.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12879
Peso de la proteína	165 kDa
Envío	Bolsa de hielo