


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nmdar2A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q12879

Número de artículo: CM0018552



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NMDAR2A humano (NR2A, GluN2A) para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del receptor NMDA en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo NMDAR2A
Observaciones/Alias	LKS; EPND; FESD; NR2A; GluN2A; NMDAR2A
Especie	Humano
ID del Gen	2903
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1130-1400 de NMDAR2A humano (NP_000824.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q12879
Peso Proteico	165kDa
Envío	Bolsa de hielo