

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nmdar2B Para Wb, Elisa - Q13224

Número de artículo: CM0005599



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-NMDAR2B humano (GRIN2B) validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación en neurociencia sobre receptores NMDA y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NMDAR2B Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2904
GeneID	2904
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1133-1484 del GRIN2B humano (NP_000825.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13224
Peso Proteico	166kDa
Envío	Bolsa de hielo