


Anticuerpo Policlonal Anti-Nme1/Nm23A Para Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Número de artículo: CM0020965



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NME1/NM23A humana (nucleósido difosfato quinasa A). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta una banda de 17 kDa; reacciona de forma cruzada con humano y rata. Ideal para estudios de metástasis, metabolismo de nucleótidos y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NME1/NM23A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4830
ID de Gen	4830
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 10-110 de NME1/NM23A humana (NP_000260.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15531
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo