


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nme1/Nm23A Para Wb Y Elisa - P15531

Número de artículo: CM0011258



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NME1/NM23A humano (NDKA, NM23-H1). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para investigación sobre metástasis tumoral, metabolismo de nucleósidos y motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo NME1/NM23A
Observaciones/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Especie	Humano
ID del Gen	4830
Inmunógeno	Péptido Sintético[Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del NME1/NM23A humano (P15531).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15531
Peso Proteico	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo