


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nme1/Nm23A Para Wb, If/Icc, Elisa - P15531

Número de artículo: CM0023268



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NME1/NM23A humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Se dirige a la nucleósido difosfato quinasa A, un regulador clave de la homeostasis de nucleótidos, la metástasis y la fragmentación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] NME1/NM23A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; 3A
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	4830
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 10-110 de NME1/NM23A humana (NP_000260.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15531
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo