


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nme1/Nm23A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15531

Número de artículo: CM0015734



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NME1/NM23A humano (NDPK A), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Diana implicada en el metabolismo de nucleótidos y la inhibición de la metástasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NME1/NM23A pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; NME1/NM23A
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4830
ID del gen	4830
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P15531
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo