

Anticuerpo Monoclonal Anti-Nme2/Nm23B Para Wb, Elisa - P22392

Número de artículo: CM0010451



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra NME2/NM23B humano (P22392). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio del metabolismo de nucleótidos, regulación transcripcional y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NME2/NM23B mAb de conejo
Observaciones/Alias	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4831
GeneID	4831
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P22392
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo