

Anticuerpo Policlonal Anti-Nme2/Nm23B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22392

Número de artículo: CM0029576



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra NME2/NM23B humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 17 kDa involucrada en el metabolismo de nucleósidos, regulación transcripcional y señalización del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NME2/NM23B Conejo pAb
Observaciones/Alias	PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; NME2/NM23B
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	4831
ID Gen	4831
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P22392
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo