

Anticuerpo Policlonal Anti-Nme6/Nm23-H6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75414

Número de artículo: CM0013683

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NME6 (NM23-H6, IPIA-alfa). Validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Detecta la NDP cinasa mitocondrial de 21 kDa, esencial para el mantenimiento del ADNmt. Ideal para la investigación mitocondrial y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	NME6 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	NDK 6; NM23-H6; IPIA-ALPHA; NME6
Especie	Humano
GeneID (humano)	10201
GeneID	10201
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 9-194 de NME6 humano (NP_005784.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75414
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo