

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Nme8 Para Wb, Elisa - Q8N427

Número de artículo: CM0020076

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra NME8 humano (NM23-H8/TXNDC3/Sptrx-2), validado para WB y ELISA. Detecta NME8 humano y de ratón (~67 kDa), ideal para investigaciones sobre espermatogénesis y ciliopatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NME8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CILD6; DNAI8; SPTRX2; TXNDC3; NM23-H8; sptrx-2; HEL-S-99; NME8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51314
GeneID	51314
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 299-588 del NME8 humano (NP_057700.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N427
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo