

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Nmi Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q13287

Número de artículo: CM0007427

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra NMI humano (interactor de N-myc, 35kDa), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para investigar la señalización inmune innata, las vías de STAT y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMI Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NMI
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9111
GenelD	9111
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13287
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo