


Anticuerpo Policlonal Anti-Nmnat1 Para Wb Y Elisa - Q9Han9

Número de artículo: CM0028842



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad dirigido contra NMNAT1 humano. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Una herramienta clave para estudiar el metabolismo de NAD⁺ y la remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	NMNAT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LCA9, NMNAT, PNAT1, SHILCA, NMNAT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64802
GeneID	64802
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de NMNAT1 humano (NP_073624.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HAN9
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo